

Användare manual / *User manual*

Batteridrivet höj och sänkbart rullbord / *Battery powered Trolley*



Innehållsförteckning / *Table of Contents*

Innehållsförteckning / <i>Table of contents</i>	2
1. Allmän beskrivning / <i>General description</i>	3
1.1 Teknisk beskrivning / <i>Technical description</i>	3
2. Handavande / <i>User manual</i>	Fel! Bokmärket är inte definierat.
2.1 Risker och varningar / <i>Risks and warnings</i>	4
3. Montering / <i>Assembling</i>	4
4. Garantier / <i>Guarantees</i>	5
5. Felsökning / <i>Troubleshooting</i>	5
6. CE Märkning / <i>CE marking</i>	6

1. Allmän beskrivning / General description

Batteridrivet hög och sänkbart rullbord. Skiva i ljusgrått högtryckslaminat med mörkgrå ABS kantlist. Stålstativ i två helsvetsade delar med linjärt ställdon mellan. 125 mm länkhjul varav 2 st broms. Energikälla är ett Li-Ion batteri på 1800 mAh. Laddare medföljer. Höjdjustering sker med fast monterad handkontroll.

Battery powered height adjustable trolley. Desktop light grey HPL laminate with dark grey ABS edges. Steel frame, 2 pcs fully welded parts with engine between. 125 mm wheels, 2 pcs with breaks. Li-Ion battery 1800 mAh. Including power supply. Height adjustment with fixed control unit.

1.1 Teknisk beskrivning / Technical description

Benämning:	Hög och sänkbart rullbord	Höjdjustering:	700 - 1000 mm
Art nr:	2010410	Max last:	150 kg
Skivstorlek:	800x600x24 mm	Hjul:	125 mm (2 st broms)
Skivtyp:	Högtryckslaminat, ABS list	Ställdon:	Phoenix Mecano
Stativ:	Stålprofiler	Batteri:	Li-Ion 1800 mAh
Ytbehandling:	Pulverlack		

<i>Type:</i>	<i>Adjustable trolley</i>	<i>Height adjustm.:</i>	<i>700 - 1000 mm</i>
<i>Art no:</i>	<i>2010410</i>	<i>Maximum load:</i>	<i>150 kg</i>
<i>Desktop size:</i>	<i>800x600x24 mm</i>	<i>Wheel:</i>	<i>125 mm (2 pcs breaks)</i>
<i>Desktop:</i>	<i>HPL laminate</i>	<i>Engine:</i>	<i>Phoenix Mecano</i>
<i>Frame:</i>	<i>Steel profiles</i>	<i>Battery:</i>	<i>Li-Ion 1800 mAh</i>
<i>Frame Surface:</i>	<i>Powder coating</i>		

2. Användarmanual / User manual

Rullbordet höjs och sänks med handkontrollen. Knappen för UPP eller NER ska hållas intryckt så länge man vill höja eller sänka bordet. Så fort knappen släpps stannar bordet. Bordet skall aldrig höjas och sänkas under rörelse utan hjulen skall låsas när höjdregering sker.

Vid transport skall bordet vara i sitt nedersta läge för att vara så stabilt som möjligt.

Angiven maxvikt är angiven med jämnt fördelad last. Lasta aldrig bordet ojämnt för att undvika tipprisk.

Laddning av batteriet sker med medföljande laddare. För utförlig beskrivning av batteri, dess funktion och laddning osv se separat dokumentation.

The Trolley's height adjusts with the control unit. The UPP or DOWN button shall be kept down the entire time you want to adjust the height. As soon as the button is released the height adjustment stops. The Trolley should never be adjustable in height during movement. The wheels should be locked when height adjustment.

During transport the Trolley should be in the lowest point for extra stability.

Specified maximum weight is specified for evenly distributed load. Never load the table unevenly to avoid the risk of tipping.

Always load the battery with the following charger. See specific document for more information regarding the battery.

2.1 Risker och varningar / Risks and warnings

- Last skall alltid placeras så centrerat som möjligt.
 - Vid transport skall bordet alltid vara i sitt nedersta läge för att vara så stabilt som möjligt.
 - Vid maximal last kan bordet uppfattas som instabilt i sitt högsta läge.
 - Försiktighet skall iaktas vid tunga lyft och transporter.
 - Vid höjjustering kontrollera att bordet har fritt spelrum för att undvika klämrisker och skador.
-
- *Load should always be placed as centered as possible.*
 - *During transportation the Trolley should always be in lowest point.*
 - *At maximum load the Trolley can perceived slightly unstable at the highest point.*
 - *Caution must be observed during heavy lift and transport.*
 - *During height adjustment control that the table has enough space to avoid the risk of crushing.*

3. Montering / Assembling

Bordet kommer helmonterat och behöver ingen extra montering efter leverans. Kontrollera att bordet fungerar efter ankomst. Vid behov laddas batteriet innan höjreglering kan ske.

The Trolley delivers fully mounted and doesn't requires any mounting after delivery. Control that the table is functional after delivery. If needed charge the battery before use.

4. Garantier / Guarantees

Tillverkaren lämnar 2 års garanti på elsystem dvs motor och handkontroll. Hjul och skiva har två års garantid vid normal användning och handhavande enligt denna manual. På det svetsade underredet gäller 5 års garanti mot fabrikationsfel.

The manufacturer provides 2 years guarantees on electric system such as motor and control unit. Wheels and desktop have 2 years guarantee under normal use. The welded frame has 5 years guarantee.

5. Felsökning / Trouble shooting

Bordets höjjustering fungerar ej:	-Se till att alla kablar är ordentligt fastsatta på avsedd plats -Ladda batteriet
Bordet vibrerar vid höjjustering:	-Kontrollera att eventuell last är jämnt fördelad -En liten vibration när bordet ej har last kan förekomma och behöver ej åtgärdas
Missljud i motor eller i stativ:	Kontakta leverantör för åtgärd
<i>Problem with height adjustment:</i>	<i>-Make sure all cables are attached -Charge battery</i>
<i>Vibration during height adjustment:</i>	<i>-Control that all load is evenly spread -A small vibration during height adjustment is acceptable</i>
<i>Noise from frame or engine:</i>	<i>Contact supplier for advice</i>

6. CE Märkning



Försäkran om överensstämmelse *Declaration of Conformity*

Tillverkare:
Manufacturer: Nyblads i Västerås AB
Transformatorgatan 2
SE-721 37 Västerås
Sweden
Tel 0046 (0)21 – 81 1560
E-mail: info@nybladsab.se

Vi, Nyblads i Västerås AB, försäkrar härmed under eget ansvar att produkten:
We, Nyblads i Västerås AB, hereby declare during our own responsibility that the product:

- Silverline Batteridrivet hög och sänkbart rullbord maxlast 150 kg art nr 2010410
- *Silverline Battery powered adjustable height trolley art no 2010410*

Är i överensstämmelse enligt följande direktiv:
Are in consistent with the following directives:

- Maskindirektivet 2006/42/EG
- Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU
- EMC-direktivet 2014/30/EU

*Machinery Directive 2006/42/EG
Low Voltage Directive 2014/35/EU
EMC Directive 2014/30/EU*

Västerås 2018-10-23

Jörgen Nyblad
VD Nyblads AB



Adress
Transformatorgatan 2
721 37 Västerås

Organisations nr
556271-1332

Telefon
021 – 81 15 60

E-mail
info@nybladsab.se
Websida
www.nybladsab.se